

Anticorpo Policlonale Anti-Mettl3 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q86U44

Numero articolo: CM0021077



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro METTL3 umano (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per epitrascrittomica, metilazione m6A, ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	METTL3 Coniglio pAb
Note/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56339
GeneID	56339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di METTL3 umano (NP_062826.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio