

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mettl3 [Kd Validato] Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

Numero articolo: CM0009223



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio ad alte prestazioni che si rivolge a METTL3 (sottounità catalitica N6-adenosina-metiltransferasi). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP ed ELISA. Reagisce con METTL3 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitrascrittoma e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] METTL3 Coniglio mAb
Note/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56339
GeneID	56339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-156 di METTL3 umano (NP_062826.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q86U44
Peso Proteico	64 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio