

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mettl3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

Numero articolo: CM0028645



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro METTL3 (subunità catalitica N6-adenosina-metiltransferasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce METTL3 di origine umana, murine e ratto; ideale per ricerche sulla metilazione dell'RNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] METTL3 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Specie	Umana
GeneID (umano)	56339
GeneID	56339
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di METTL3 umano (NP_062826.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86U44
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio