

Anticorpo Policlonale Anti-Mettl4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3J2

Numero articolo: CM0027943

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio METTL4 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla N6-adenina metiltransferasi coinvolta nella metilazione dell'RNA e del DNA. Ideale per la ricerca epigenetica e mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	METTL4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HsT661; METTL4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64863
GeneID	64863
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 del METTL4 umano (NP_073751.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N3J2
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio