

Anticorpo Policlonale Anti-Mettl7A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H8H3

Numero articolo: CM0030669

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio METTL7A validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la tiolo metiltransferasi coinvolta nella modifica dei lncRNA e nella biologia delle goccioline lipidiche. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	METTL7A Rabbit pAb
Note/Alias	AAMB; AAM-B; METTL7A
Specie	Umano
Gene ID (umano)	25840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-244 del METTL7A umano (NP_054752.3)
Sorgente	Coniglio
Anticorpi Policlonali	
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8H3
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio