

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mettl7B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ux53

Numero articolo: CM0027927

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza METTL7B (TMT1B) umano, una tiolo S-metiltransferasi. Adatto per WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo epatico e sulle metiltransferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	METTL7B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALDI; METTL7B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	196410
GeneID	196410
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-244 di METTL7B umano (NP_689850.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6UX53
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio