

Anti-Mettl8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9H825

Numero articolo: CM0022542

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per METTL8 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla modifica del tRNA mitocondriale e sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	METTL8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TIP; METTL8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79828
Gene ID	79828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di METTL8 umano (NP_001308089.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H825
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio