

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mettl9 Per Wb, Elisa - Q9H1A3

Numero articolo: CM0020403



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro METTL9 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio della metilazione dell'istidina delle proteine e dei bersagli con motivo HxH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	METTL9 Rabbit pAb
Note/alias	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
Specie	Umana
GeneID	51108
Immunogeno	Proteina ricombinante di METTL9 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9H1A3
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante