

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mevalonato Chinasi (Mvk) Per Wb, Elisa - Q03426

Numero articolo: CM0002180



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la mevalonato chinasi umana (MVK, MK, LRBP), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla biosintesi del colesterolo, il metabolismo degli steroli e le relative vie patologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio MVK
Note/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4598
ID Gene	4598
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 297-396 di MVK umana (Q03426)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q03426
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio