

## Anticorpo Policlonale Anti-Mex3D Per Wb, Elisa - Q86Xn8

Numero articolo: CM0021563



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana legante l'RNA MEX3D. Validato per western blot ed ELISA, con cross-reattività confermata verso il topo. Adatto per la ricerca sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | MEX3D Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Note/Alias       | MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D                                                                                     |
| Specie           | Umano                                                                                                                                    |
| GeneID (umano)   | 399664                                                                                                                                   |
| GeneID           | 399664                                                                                                                                   |
| Immunogeno       | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 di MEX3D umano (NP_976049.3). |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria        | Anticorpi Policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione     | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Cross Reattività | Topo                                                                                                                                     |
| SWISS            | Q86XN8                                                                                                                                   |
| Peso Proteico    | 65kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                                       |