

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mfap5 Per Wb, Elisa - Q13361

Numero articolo: CM0022036

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la proteina 5 associata alle microfibrille umane (MFAP5), ideale per applicazioni di Western blot ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Supporta gli studi sull'ematopoiesi, sull'integrità cardiovascolare e sulle microfibrille associate all'elastina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MFAP5 Rabbit pAb
Note/Alias	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
Specie	Umana
GeneID (umana)	8076
GeneID	8076
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-173 della MFAP5 umana. (NP_003471.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13361
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante