

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mff (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

Numero articolo: CM0029138

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MFF umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva l'MFF endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla fissione mitocondriale e sulla divisione degli organelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MFF pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56947
GeneID	56947
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'MFF umano (NP_064579.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZY8
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio