

Anticorpo Monoclonale Anti-Mfg-E8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Numero articolo: CM0010273

introduzione

mAb di coniglio anti-MFG-E8 validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglio: lattaderina (Q08431), un fattore 8 di globuli di grasso del latte-EGF coinvolto nella clearance delle cellule apoptotiche, nell'angiogenesi e nella guarigione della mucosa. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla fecondazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-MFG-E8
Note/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
Specie	umano
GeneID (umano)	4240
GeneID	4240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-387 di MFG-E8 umano (NP_005919.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08431
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio