

Anti-Mfge8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08431

Numero articolo: CM0017758

introduzione

Anticorpo Policlonale MFGE8 Coniglio validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. Per ricerche su apoptosi, angiogenesi, guarigione della mucosa e interazione dei gameti. Immunogeno: aa 1-200; ~43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MFGE8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4240
Gene ID	4240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 di MFGE8 umano (NP_005919.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08431
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio