

Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Fc, Elisa - P08582

Numero articolo: CM0004549



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting della melanotransferrina umana (MFI2/CD228), adatto per WB, FC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del ferro e sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MFI2 Coniglio mAb
Note/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4241
GeneID	4241
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-708 della MFI2 umana (NP_005920.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio