

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Per Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Numero articolo: CM0027107



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MFI2 umano (melanotransferrina, CD228). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto del ferro e sul melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-MFI2
Note/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4241
GeneID	4241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-200 di MFI2 umano (NP_201573.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08582
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio