


Anticorpo Policlonale Anti-Mfsd2A Per Wb, Elisa - Q8Na29

Numero articolo: CM0020407



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MFSD2A umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla BBB e sul trasporto lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MFSD2A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	84879
GeneID	84879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 464-543 di MFSD2A umano (NP_001129965.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NA29
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio