


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mfsd2A/Nls1 Per Wb, Elisa - Q8Na29

Numero articolo: CM0006182



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro MFSD2A/NLS1 umano (Simportatore sodio-dipendente di lisofosfatidilcolina 1). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla barriera emato-encefalica e sul trasporto lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio MFSD2A/NLS1
Note/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A/NLS1
Specie	Umano
GeneID	84879
Immunogeno	Proteina ricombinante di MFSD2A/NLS1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NA29
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio