


Anticorpo Policlonale Anti-Mgam Per Wb, Elisa - 043451

Numero articolo: CM0021730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la maltasi-glucoamilasi (MGAM) umana, validato per Western blot ed ELISA. Il bersaglio è un enzima del bordo a spazzola di 312 kDa coinvolto nella digestione dell'amido. Ideale per la ricerca intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MGAM Rabbit pAb
Note/Alias	MG; MGA; MGAM
Specie	Umana
ID Gene	8972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 860-1090 di MGAM umana (NP_004659.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O43451
Peso Proteico	312kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio