

Anticorpo Policlonale Anti-Mgat1 Per Wb, Elisa - P26572

Numero articolo: CM0014554

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a MGAT1 (GNT-I), ideale per applicazioni WB ed EL WB. Mostra reattività crociata con campioni umani e di ratto. Strumento essenziale per lo studio della biosintesi dei N-glicani e della funzione dell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MGAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4245
GeneID	4245
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MGAT1 umano (NP_002397.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P26572
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio