

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mgat2 Per Wb E Elisa - Q10469

Numero articolo: CM0026843



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a MGAT2 umano (GlcNAc-T II), essenziale per la N-glicosilazione delle proteine, validato in WB e ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca in glicobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGAT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4247
Gene ID	4247
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-447 di MGAT2 umano (NP_002399.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q10469
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio