

Anticorpo Monoclonale Anti-Mgat3 Per Wb, Elisa - Q09327

Numero articolo: CM0006714

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MGAT3 umano (GNT-III), validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Adatto per studi sulla biosintesi delle glicoproteine e sulla ramificazione degli N-glicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MGAT3
Note/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Specie	Uomo
ID del gene	4248
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 381-480 di MGAT3 umano (NP_002400.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q09327
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante