

Anticorpo Policlonale Anti-Mgat3 Per Wb E Elisa - Q09327

Numero articolo: CM0027264

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'MGAT3 umano (GNT-III) validato per Western blot e ELISA. Rileva MGAT3 in campioni umani, di topo e di ratto; è coinvolto nella biosintesi degli N-glicani e nella regolazione dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MGAT3 Rabbit pAb
Note/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4248
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 364-533 dell'MGAT3 umano (NP_002400.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q09327
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio