


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mgat4A Per Wb, Elisa - Q9Um21

Numero articolo: CM0017852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MGAT4A umano (GNT-IVA), validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della glicosilazione, del trasporto del glucosio e della funzione delle cellule beta pancreatiche. Reagisce in modo crociato con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MGAT4A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11320
GeneID	11320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-100 di MGAT4A umano (NP_036346.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UM21
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio