

Anticorpo Policlonale Anti-Mgea5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Numero articolo: CM0029644



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting MGEA5/OGA umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della O-GlcNAcilazione e delle malattie correlate. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGEA5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10724
Gene ID	10724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-580 di MGEA5 umano (NP_001135906.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O6055
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio