

Anticorpo Monoclonale Anti-Mgea5/Oga Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Numero articolo: CM0005046



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-MGEA5/OGA validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca su O-GlcNAcase e lo sviluppo di saggi IVD. Fornito dalla piattaforma completa di approvvigionamento di materie prime IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MGEA5/OGA Rabbit mAb
Note/Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10724
Gene ID	10724
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 433-633 di MGEA5/OGA umano (NP_036347.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60502
Peso Proteico	103 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio