

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-MgII (MagI) Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

Numero articolo: CM0006942



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità mirato a MGLL umana (MAGL, HU-K5). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulla segnalazione endocannabinoide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGLL Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di MGLL umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99685
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio