

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mgll Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

Numero articolo: CM0029800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MGLL, adatto per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto. Esplora la funzione della monogliceride lipasi nella segnalazione endocannabinoide, nel metabolismo lipidico e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MGLL Rabbit pAb
Note/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	11343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-313 della proteina MGLL umana (NP_009214.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99685
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio