


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mgmt Per Wb, Elisa - P16455

Numero articolo: CM0002305



introduzione

MGMT Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio specifico contro l'O-6-metilguanina-DNA metiltransferasi umana, validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sui danni da alchilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MGMT Rabbit mAb
Note/Alias	MGMT; O-6-metilguanina-DNA metiltransferasi
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4255
GeneID	4255
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 108-207 della MGMT umana (NP_002403.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P16455
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio