


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mgmt Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16455

Numero articolo: CM0007160



introduzione

mAb Coniglio anti-MGMT per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la O-6-metilguanina-DNA metiltransferasi umana, un enzima di riparazione del DNA. Adatto per la ricerca sul cancro e studi sulla resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MGMT
Note/Alias	MGMT; O-6-metilguanina-DNA metiltransferasi
Specie	Umano
Gene ID	4255
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 107-207 della MGMT umana. (NP_002403.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16455
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio