


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mgmt Per Wb, Elisa - P16455

Numero articolo: CM0017105



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MGMT adatto per WB ed ELISA, in grado di rilevare MGMT umano e murino. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sui meccanismi di resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGMT Rabbit pAb
Note/alias	MGMT
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4255
ID del gene	4255
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-207 di MGMT umano (NP_002403.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P16455
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante