

Anticorpo Policlonale Anti-Mgp Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P08493

Numero articolo: CM0027027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina Matrix Gla (MGP), inibitore della formazione ossea. Validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca in biologia ossea e sulla calcificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MGP Rabbit pAb
Note/Alias	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4256
GeneID	4256
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-103 della proteina MGP umana (NP_000891.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08493
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio