

Anticorpo Policlonale Anti-Mgrn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60291

Numero articolo: CM0024028

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano MGRN1 (ligasi E3 ubiquitina-proteica) per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata convalidata con topo e ratto. Ideale per studi sul traffico degli endosomi e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MGRN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RNF156; MGRN1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23295
GenelD	23295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-538 di MGRN1 umano (O60291).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60291
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio