


Anticorpo Monoclonale Anti-Mhc Classe II (I-A/I-E) Per Fc, Elisa - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0011494



introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto mirato alle molecole MHC Classe II (I-A/I-E) del topo, validato per citometria a flusso ed ELISA. Reagisce con il topo, coprendo molteplici bersagli genici essenziali per la ricerca sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Ratto anti-MHC Classe II (I-A/I-E)
Note/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Specie	Topo
ID Gene	14969/14961/381091/14960
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso Proteico	26kDa/30kDa/32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio