


Anticorpo Monoclonale Anti-Mhc Di Classe Ii (I-A/I-E) Per Citometria A Flusso - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0011387



introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-mouse MHC di classe II (I-A/I-E) coniugato con , validato per la citometria a flusso. Riconosce gli alloantigeni I-A e I-E del mouse. Ideale per l'immunofenotipazione e gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb ratto anti-MHC di classe II (I-A/I-E) mouse
Osservazioni/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Specie	Mouse
Gene ID	14969/14961/381091/14960
Immunogeno	Proteina ricombinante di MHC di classe II (I-A/I-E) del mouse
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso proteico	30kDa/32kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio