

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mib1/Dip1 Per Wb, Elisa - Q86Yt6

Numero articolo: CM0025234



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MIB1/DIP1 validato per WB, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia l'E3 ubiquitina ligasi nella via Notch, nell'apoptosi e nella ciliogenesi. 110 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MIB1/DIP1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1                                                                                      |
| Specie              | Umana                                                                                                                                 |
| ID gene (Umano)     | 57534                                                                                                                                 |
| ID gene             | 57534                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 560-860 della MIB1/DIP1 umana (NP_065825.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS               | Q86YT6                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 110kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                     |