

## Anti-Mib2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ax9

Numero articolo: CM0019274

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting MIB2 umano, una ligasi E3 ubiquitina nella segnalazione Notch. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | MIB2 Coniglio pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias    | ZZZ5; ZZANK1; MIB2                                                                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| GenelD (Umano)        | 142678                                                                                                                         |
| GenelD                | 142678                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 300-580 di MIB2 umano (NP_001164158.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | Q96AX9                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 104kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |