

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mica Per Wb, Elisa - Q29983

Numero articolo: CM0013609



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MICA umano (MIC-A, PERB11.1), validato per WB ed ELISA. MICA è un ligando indotto da stress per NKG2D, coinvolto nella sorveglianza immunitaria. Mostra reattività crociata con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MICA Rabbit pAb
Note/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	100507436
GenelD	100507436
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q29983
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio