


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Micu1 Per Wb, Elisa - Q9Bpx6

Numero articolo: CM0021743



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MICU1 ad alta affinità per WB ed ELISA, reattivo con MICU1 umano, murino e di ratto (Q9BPX6). Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio mitocondriale e sul complesso MCU.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MICU1 pAb di coniglio
Note/alias	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10367
GeneID	10367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-255 della MICU1 umana (NP_001182447.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BPX6
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante