


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Micu2 Per Wb E Elisa - Q8Iyu8

Numero articolo: CM0013553



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro MICU2 umano (EFHA1), regolatore dell'assorbimento mitocondriale del calcio. Validato per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	MICU2 Rabbit pAb
Note/Alias	EFHA1; 1110008L20Rik; MICU2
Specie	Umano
GeneID (umano)	221154
GeneID	221154
Immunogeno	Peptide sintetico. Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di MICU2 umano (NP_689939.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IYU8
Peso della proteina	50kDa
Spedizione	Borsa refrigerante