


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Midkine (Mdk) Per Wb, If/Icc, Elisa - P21741

Numero articolo: CM0018693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Midkine (MDK) umana per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi su citochine, fattori di crescita e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MDK Rabbit pAb
Note/Alias	MK; ARAP; NEGF2; MDK
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4192
GeneID	4192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-143 della MDK umana (NP_001012333.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P21741
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio