

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mief1 (Mid51) Per Wb E Elisa - Q9Nqg6

Numero articolo: CM0015003



introduzione

MIEF1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio contro MIEF1 umano (MID51), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con specie umana e ratto. MIEF1 è una proteina della membrana esterna mitocondriale che regola la fissione/fusione, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sulla dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MIEF1 Rabbit pAb
Note/Alias	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dj1104E15.3, MIEF1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 40-280 di MIEF1 umano (NP_061881.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NQG6
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio