

Anticorpo Policlonale Anti-Mien1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Brt3

Numero articolo: CM0023206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MIEN1 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. MIEN1 svolge un ruolo nella migrazione e nell'apoptosi cellulare ed è sovraespresso nei tumori della mammella e della prostata. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIEN1 Rabbit pAb
Note/Alias	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84299
GeneID	84299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 di MIEN1 umano (NP_115715.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BRT3
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca refrigerante