

Anticorpo Policlonale Anti-Mier1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N108

Numero articolo: CM0020109

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIER1 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce MIER1 umano e murino, un repressore trascrizionale coinvolto nel silenziamento della cromatina. Ideale per la ricerca sul cancro e gli studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIER1 Rabbit pAb
Note/Alias	ER1; MI-ER1; MIER1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57708
GeneID	57708
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8N108
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio