


Anticorpo Monoclonale Anti-Mif Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Numero articolo: CM0007409



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il MIF umano (fattore inibitorio della migrazione dei macrofagi). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Svolge un ruolo nella risposta immunitaria innata e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-MIF di coniglio
Note/alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4282
GeneID	4282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-199 del MIF umano (NP_002406.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14174
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Ghiaccio