


Anticorpo Policlonale Anti-Mif Per Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Numero articolo: CM0013918



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIF umano (fattore di inibizione della migrazione dei macrofagi), validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MIF Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4282
Gene ID	4282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-115 del MIF umano (NP_002406.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14174
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio