

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Miip Per Wb, Elisa - Q5Jxc2

Numero articolo: CM0018256

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIIP umano (IIP45) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. Adatto per studi sull'invasione e la migrazione delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MIIP pAb di coniglio
Note/alias	IIP45; MIIP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	60672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 279-388 di MIIP umano (NP_068752.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q5JXC2
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante