


Pab Di Coniglio Contro Il Recettore Mineralcorticoide (Nr3C2) - P08235

Numero articolo: CM0029293



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore mineralcorticoide (NR3C2) umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla segnalazione mineralcorticoide e sull'ipertensione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro recettore mineralcorticoide (NR3C2)
Note / Alias	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Mineralocorticoid receptor (NR3C2)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4306
ID gene	4306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-600 del recettore mineralcorticoide (NR3C2) umano (NP_000892.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08235
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio