


Anticorpo Policlonale Anti-Mios (Mio, Sea4, Yulink) Per Wb, Elisa - Q9Nxc5

Numero articolo: CM0023587



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MIOS (MIO, Sea4, Yulink), un componente del complesso GATOR2 nella segnalazione mTOR. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIOS Rabbit pAb
Note/Alias	MIO; Sea4; Yulink; MIOS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54468
GeneID	54468
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 556-875 di MIOS umano (NP_061878.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NXC5
Peso Molecolare Proteina	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio