


Anticorpo Policlonale Anti-Miox Per Wb, If-P, Elisa - Q9Ugb7

Numero articolo: CM0013233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MIOX umano (inositolo ossigenasi), validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulle ossidoreduttasi specifiche renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MIOX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALDRL6; MIOX
Specie	Umano
GeneID (umano)	55586
GeneID	55586
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di MIOX umano (NP_060054.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UGB7
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio